

抗菌鼻挿入型マスク



●マスクシェルの構造



●マスクシェルの洗い方



緩やかな流水ですすぎ洗いの後、乾燥もししくはよく水を切った状態でご使用ください。



特殊三層フィルター：花粉99%以上、バクテリア97%カット

10回の水洗い後でも細菌の増殖を抑制

材質 不織布：ポリプロピレン・ポリエステル

フレーム：ポリプロピレン / フレームキャップ：ポリエチレン

『商品チラシ』はページ下部の「ダウンロード」から

品番	色	JANコード	商品名	規格サイズ	商品サイズ			(単位)	c/s 入数
					幅	高さ	奥行		
MSN-R		4903599150704	マスクシェル 鼻挿入型	レギュラーサイズ ：3個入り	90	150	20	mm	120
MSN-S		4903599150728	マスクシェル 鼻挿入型	Sサイズ：3個入 り	90	150	20	mm	120